


Clean Care Monitor - Catheter-Associated Urinary Tract Infections (CCM-CAUTI) – Anleitung (Version 1.1)

1. Login für Beobachtungen

Hinweis: Aktivierung erst am Beobachtungstag (Aktivierungsdatum = Beobachtungsdatum).


- CCM-User Login <https://mobile.cleancaremonitor.ch>
- Spital auswählen
- Abteilung auswählen
- Modul auswählen: CAUTI

2. Eingriffsparameter (Patient*innen-Angaben)

- Fallnummer: Spitalspezifische SAP Fallnummer eintragen oder Nummer via Barcode-Scanner einlesen 
- Geschlecht: m, w
- Zudienende Person: vorhanden, nicht vorhanden
- Katheter-Einlageset: vorhanden, nicht vorhanden


Weiter mit der Pfeiltaste unten rechts, sobald alle Felder ausgefüllt sind.

3. Prozessparameter (Beobachtung)

Die Symbole stellen die verschiedenen Prozessparameter dar. Das Anklicken (= Aktivierung) der Symbole löst einen Zeitstempel aus (Datum, Uhrzeit) und speichert die Reihenfolge der beobachteten Prozessparameter. Die Symbole dürfen daher erst **zu Beginn** der entsprechenden Handlung angeklickt werden. Falls keine entsprechenden Handlungen (z.B. Applikation von Gleitgel) beobachtet werden, sind die Symbole nicht zu aktivieren. Wurde ein Symbol versehentlich aktiviert, kann es über das Klicken auf den Papierkorb gelöscht werden. 

Bei den drei Prozessparametern Schleimhautantiseptik, Gleitgel und Einlage ist eine zeitgenaue Aktivierung des Zeitstempels notwendig, damit die im Hintergrund durchgeführten Berechnungen für das

Feedback korrekt sind. Wurde der genaue Zeitpunkt des Starts der Handlung verpasst, kann die Erfassung des Zeitstempels durch Klicken auf die Zeitangabe im entsprechenden Feld wahlweise zurückversetzt werden.

Händedesinfektion		Jedes Mal anklicken, wenn eine Indikation zur Händedesinfektion beobachtet bzw. eine Händedesinfektion durchgeführt wird und die Aktion eingeben. Ebenfalls nicht kodierte Handlungen als solche eingeben. Mehrfacherfassungen möglich.
Vorbereitung		Angaben zur Vorbereitung des sterilen Materials eingeben.
Sterile Handschuhe		Aktivieren, sobald sterile Handschuhe angezogen werden; Angaben eingeben. Mehrfacherfassungen möglich, wobei nur die letzte Erfassung ins Feedback und in die Analyse einfließt.
Schleimhautantiseptik		Angaben eingeben.
Gleitgel		Bei Applikation des Gleitgels aktivieren. Angaben vervollständigen. Dieser Zeitstempel wird beim Mann zur Berechnung der Einwirkzeit der Schleimhautantiseptik verwendet.
Einlage		Aktivieren, sobald Katheter eingeschoben wird. Angaben vervollständigen. Dieser Zeitstempel wird verwendet für die Berechnung der Einwirkzeit <ul style="list-style-type: none"> • Des Gleitgels beim Mann • Der Antiseptik bei der Frau
Komplikation		Aktivieren, falls Komplikationen beobachtet werden.
Bemerkung		Nur aktivieren, falls Notizen (Freitext) erfasst werden.


Wird auf dieser Seite auf den Pfeil unten rechts gedrückt, wird die gesamte Beobachtung nach der Benutzerbestätigung abgeschlossen und ist nicht weiter bearbeitbar.

Falls eine oder mehrere Handlungen nicht beobachtet wurden (= Symbol nicht aktiviert), muss dies beim Abschliessen der Beobachtung bestätigt werden. Beispiel:

Beobachtung abschliessen

Bitte bestätigen Sie, dass Sie die folgenden Ereignisse nicht zur Beobachtung hinzufügen möchten:

Sterile Handschuhe

Falls die Fehlermeldung erscheint *Es sind nicht alle Ereignisse vollständig ausgefüllt*, muss überprüft werden, ob alle Angaben bei den Beobachtungen eingegeben wurden. Falls nein, ist das Symbol  sichtbar und die fehlenden Angaben müssen noch ergänzt werden

4. Feedback






Zusammenfassung der eingegebenen Beobachtungen mit den Angaben, ob die Prozesse korrekt oder fehlerhaft ausgeführt wurden. Durch Klick auf den Prozessparameter können Feedbackdetails angeschaut werden.





korrekt



fehlerhaft

 Schleimhautantiseptik	▼
 Gleitgel	▼
 Sterile Handschuhe	▼
 Einlage	▼
 Komplikation	▼

5. Weitere Erklärungen

Navigation (oben rechts)		<ul style="list-style-type: none"> • Neue Beobachtungen in der vorgewählten Abteilung öffnen • Offene Beobachtungen auswählen und vervollständigen bzw. löschen • Abgeschlossenen Beobachtungen anschauen. Es werden die letzten 5 abgeschlossenen CAUTI-Beobachtungen chronologisch aufgelistet. Löschen von abgeschlossenen Beobachtungen ist nicht möglich.
Menü Optionen (oben links)		<ul style="list-style-type: none"> • Spital wechseln • Abteilung wechseln • Modul wechseln • Abmeldung des Users • Feedback an CCM – Support senden • Anleitungen («Hilfe») öffnen

Erstellt von Rolf Kuhn, Susanne Rüfenacht, Matthias Schlegel (Klinik für Infektiologie/Spitalhygiene Kantonsspital St.Gallen).